

24 hrs

Sucursal Palmira

Entregamos tus resultados todos los días

TEGUCIGALPA

COL. PALMIRA

Avenida República de Panamá

COL. ALAMEDA

Edificio Gómez Zúñiga contigüo a Radio América

TONCONTÍN

Aeropuerto Internacional Toncontín

TEPEYAC

Torre Médica Tepeyac
Col. Tepeyac Calle Real de Minas

PORSALUD

Clínicas PorSalud Ave La Paz 1/2 cuadra antes de la embajada Americana

COMAYAGÜELA

3ra Avenida, Edificio Vía Real frente Hospital La Policlínica

METRÓPOLIS

Torre Metrópolis, 2do nivel contigüo a Rest. La Estancia

CLÍNICAS MÉDICAS

Col. San Carlos, Tegucigalpa.

SAN PEDRO SULA

PLAZA GEOSUR SPS

Plaza Geosur, al lado de Holiday Inn

PORSALUD SPS

Barrio La Cervecería, 16 calle, 3 y 4 Ave. N.O., atrás de Plaza 105.

Llámanos o escríbenos al

2283-6100



Microlab



CP-CER-PB0374



CO-SC-CER393077



Panel Autoinmune Multiplex



Ingresa
a nuestro chat
Solution Center

Otros nombres o sinónimos:

Perfil de Autoanticuerpos, Prueba de ANA Plus, Estudio Molecular de Autoanticuerpos.

Función de la Prueba

El ensayo Microblot-Array es una herramienta avanzada para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes sistémicas. Utiliza anticuerpos IgG contra antígenos nucleares extraíbles en suero o plasma humano, abarcando una amplia población.

Este ensayo mide **44 antígenos**, lo que permite la detección de procesos **autoinmunitarios** sistémicos, tales como:

- Lupus Eritematoso Sistémico (LES)
- Síndrome de Sjögren (SS)
- Esclerodermia
- Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (MCTD)
- Esclerosis Sistémica
- Polimiositis y Dermatomiositis



1 muestra de sangre
44 antígenos

Para más información:

<https://salud.nih.gov/recursos-de-salud/nih-noticias-de-salud/comprender-las-enfermedades-autoinmunes>

| | |
|-------------------------|---|
| Metodología | Macroarray (Metodología Molecular) |
| Condiciones de paciente | No requiere condiciones especiales |
| Tipo de muestra | Suero |
| Frasco recolector | Tubo tapa roja con gel |
| Volumen | 3.0–4.0 ml de sangre 2ml mínimo de suero |
| Valores de referencia | <30 U/mL Negativo |
| Valores críticos | Resultados que presentan alguna alteración deben informarse de forma inmediata, previamente establecido el consenso para la liberación de resultados. |

Procesamiento de Resultados

- Evaluación de antígenos individuales y sus asociación con el tipo de enfermedad autoinmune.
- **Posibilidad de evaluación de pruebas individuales:** Para Miopatía, LES, Esclerodermia y superposición síndromes.
- Evaluación cuantitativa.
- Informe de resultados acumulativo/detallado.

